U5	TP7 : Notion de famille chimique

Qu'appelle-t-on « famille chimique » ? Pour répondre à cette question, nous allons étudier le comportement chimique de quelques ions avec différents réactifs.

Manipulation 1

Nous allons étudier le comportement des ions sodium, magnésium, potassium, calcium et baryum.

Dans des tubes à essai, introduire environ 2 mL de solution contenant les ions à tester, puis ajouter quelques gouttes du **réactif 1**. Boucher et agiter si aucun changement n'est observable. Noter le résultat du test dans le tableau ci-dessous.

		Réactif 1 :	Réactif 2 :	Réactif 3 :			
		Solution alcoolique	Solution d'hydroxyde de sodium	Solution de carbonate d'ammonium (2 NH ₄ ⁺ , CO ₃ ²⁻)			
Tube N°	Solution testée	de savon	(Na ⁺ , HO ⁻)				
1	Eau distillée (tube témoin)						
2	Chlorure de sodium (Na⁺, Cℓ⁻)						
3	Chlorure de magnésium (Mg ²⁺ , 2 Cℓ⁻)						
4	Chlorure de potassium (K ⁺ , CŁ ⁻)						
5	Chlorure de calcium (Ca ²⁺ , 2 Cℓ ⁻)						
6	Chlorure de baryum (Ba ²⁺ , 2 Cℓ ⁻)						

Rincer les tubes plusieurs fois à l'eau du robinet, puis une fois à l'eau distillée. Réaliser le test avec le **réactif 2**, rincer de nouveau et réaliser le test avec le **réactif 3**. Noter à chaque fois les résultats dans le tableau.

Questions:								
1/ Quels sont les ions qui réagissent de la même manière avec les trois réactifs ?								
2/ Rechercher leur nom et leur numéro atomique dans la classification périodique. Comment y sont-ils placés ?								
3/ Quels autres points communs ont ces ions monoatomiques ?								

Manipulation 2

Nous allons étudier le comportement des ions chlorure, bromure et iodure.

Dans la nature, les éléments chlore ($C\ell$), brome (Br) et iode (I) sont présents dans divers composés ioniques sous forme d'ion à charge négative. Ils peuvent aussi exister sous forme de corps purs simples constitués de molécules diatomiques $C\ell_2$, Br₂, I₂. Sous cette forme ils sont irritants et toxiques, tandis que sous forme ionique ils sont relativement inoffensifs.

Dans des tubes à essai propres, introduire environ 2 mL de la solution à tester, puis ajouter 5 gouttes du **réactif 1.** Noter les résultats dans le tableau ci-dessous.

	Note: les resultats dans le							
		Réactif 1 :	Réactif 2 :					
		Solution de nitrate d'argent (Ag ⁺ , NO ₃ ⁻)	• 2 gouttes de solution d'acide sulfurique (2 H' SO ₄ ²) • 3 gouttes de solution de permanganate de potassium (K', MnO ₄)					
Tube N°	Solution testée		• bain-marie (60°C) pendant 2 min.					
1	Eau distillée (tube témoin)							
2	Chlorure de potassium (K ⁺ , C& ⁻)							
3	lodure de potassium (K^{+}, Γ)							
4	Bromure de potassium (K ⁺ , Br ⁻)							

Le test avec le **réactif 2** est réalisé par le professeur à son bureau. Noter les résultats du test dans le tableau.

Questions : 4/ Ces ions réagissent-ils de la même façon avec les réactifs utilisés ?
5/ Rechercher le chlore, le brome et l'iode dans la classification périodique. Comment y sont-ils placés ?
6/ Donner la définition d'une famille chimique.

Extrait du tableau périodique :

hydrog	•														héli	
Н	1														He	2
lithium béryllium			bo	re	carbone		azote		oxygène		fluor		néon			
Li	3	Be	4		В	5	С	6	Ν	7	0	8	F	9	Ne	10
sodium magnésiun		sium		aluminium		silicium		phosphore		soufre		chlore		argon		
Na	11	Mg	12		Αl	13	Si	14	Р	15	S	16	Cl	17	Ar	18
potassium		calcium			gallium		germanium		arsenic		sélénium		brome		krypton	
K	19	Ca	20		Ga	31	Ge	32	As	33	Se	34	Br	35	Kr	36
rubidium		strontium			indium		étain		antimoine		tellure		iode		xénon	
Rb	37	Sr	38		In	49	Sn	50	Sb	51	Te	52	1	53	Xe	54
césium		bary	baryum		thallium		plomb		bismuth		polonium		astate		radon	
Cs	55	Ва	56		TI	81	Pb	82	Bi	83	Ро	84	At	85	Rn	86